

EZ-press Cell to cDNA Kit PLUS II 说明书

Cat.No.:B0003C (本试剂盒专为qPCR设计, 不建议用于基因克隆)

使用本试剂盒前, 请务必仔细阅读本说明书, 以保证操作正确


产品组分

组分	B0003C-S (10 Rxns)	B0003C (100 Rxns)
Cell Lysis Buffer	2.2 ml	22 ml
gDNA Remover	22 μ l	220 μ l
4 \times Color CRT Mix	55 μ l	550 μ l
RNase free ddH ₂ O	1 ml	2 ml

保存条件

所有组分建议储存在-20 $^{\circ}$ C。

实验流程



注意

- 建议优先使用24孔板培养细胞, 48或96孔板亦可, 否则需要用胰酶消化后收集到EP管中进行裂解; 对于悬浮细胞, 需要离心去除培养基, 用PBS重悬后取一定数量的细胞转移到EP管中, 离心去除PBS后再加入裂解液裂解。
- 细胞密度: 对于24孔板培养的细胞, 建议收细胞时细胞密度达到50~100%为佳(约20~40万), 30万~40万左右最好, 以使所加裂解液能完全覆盖孔底。
- 细胞从培养箱中取出后建议放在室温, 切勿放在冰上, 以免影响细胞状态。
- 初次使用建议至少多养一个孔, 以便在使用本试剂盒做实验时对细胞进行计数, 之后可参考估数图进行估数。
- 所有试剂使用前须混匀。本试剂安全无毒, 建议在开放环境进行实验即可; 如果在通风橱内操作, 建议不要开风机, 以免吹干细胞导致RNA严重降解。
- 对于一些细胞体积与常见细胞(比如293T细胞)的体积差异极大的细胞种类, 建议进行预实验, 确定一个合适的裂解液比例后再进行正式实验。
- 建议实验开始前, 先解冻Cell Lysis Buffer, 解冻后需颠倒几次使之充分混匀, 然后放在室温备用, 请勿涡旋振荡。

细胞裂解

1. 准备与样品数量相同的无酶PCR管, 向每个离心管中加入2 μ l gDNA Remover, 置于冰上待用。

2A. 对于贴壁细胞(可选择水平摇床裂解和吹打裂解):

a) 吸去培养基, 加入PBS(沿侧壁小心加入约200 μ l PBS, 轻轻晃动几下)。

水平摇床裂解: 吸净PBS, 若样品数较多, 应分批操作, 按照50 μ l/10万细胞的量加入Cell Lysis Buffer, 置于摇床上室温摇5 min(转速150 rpm), 立即吸取4 μ l裂解产物至提前加好2 μ l gDNA Remover的PCR管中, 轻柔吹吸5~6次混匀, 置于冰上。

吹打裂解: 小心吸净第一个样品中的PBS, 按照50 μ l/10万细胞的量加入Cell Lysis Buffer, 吹吸3~4次(尽量把有细胞的区域全部吹到, 以便完全裂解细胞; 吹时, 液体不要完全吹出, 枪头内可以留一点; 吸时, 液体也不要完全吸完, 防止吸入气泡), 然后用移液器枪尖在孔底刮几圈以便充分裂解, 接着再次在孔底各处吹吸并刮擦, 如此循环重复至少5次以上; 对于比较结实的细胞, 需要循环重复10次以上, 以使细胞充分裂解【注意: 需要吹打至孔底看不见明显的细胞残留为止】。立即吸取4 μ l裂解产物至提前加好2 μ l gDNA Remover的PCR管中, 轻柔吹吸5~6次混匀, 置于冰上。其余样品依次按照上述步骤分别处理, 每次处理一个样品。

2B. 对于悬浮细胞:

a) 把细胞悬浮液吸到离心管中, 500 g离心3 min后, 去除培养基, 用PBS悬浮细胞, 然后进行细胞计数。

b) 对于与B、T细胞体积大小类似的细胞, 取含有10万~30万细胞的PBS悬液, 500 g离心3 min后, 吸净上清, 加入10~30 μ l的Cell Lysis Buffer, 吹打10次左右使其充分裂解;

对于与常规细胞体积大小类似的细胞如巨噬细胞、CHO等细胞, 取含有10万~30万细胞的PBS悬液, 500 g离心3 min后, 吸净上清, 加入50~150 μ l的Cell Lysis Buffer, 吹打10次左右使其充分裂解;

c) 细胞裂解后, 立即吸取4 μ l裂解产物至提前加好2 μ l gDNA Remover的PCR管中, 轻柔吹吸5~6次混匀, 置于冰上。

3. 所有样品处理完成后, 室温(19~27 $^{\circ}$ C)放置5 min, 以充分去除基因组DNA。

4. 裂解、去gDNA完成后, 转移至冰上。

细胞裂解、去gDNA完成后, 放置在冰上, 并立即进行逆转录(建议尽快进行逆转录, 以获得最佳的实验结果。裂解产物冰上放置不应超过30 min)。

逆转录

5. 在上述细胞裂解产物中直接加入4 \times Color CRT Mix和ddH₂O, 配制逆转录反应体系(20 μ l体系)。

组分	体积(20 μ l)
Cell lysate	6 μ l
4 \times Color CRT Mix	5 μ l
RNase free ddH ₂ O	9 μ l

6. 将上述逆转录体系混匀后进行逆转录反应(42 $^{\circ}$ C, 15 min; 95 $^{\circ}$ C, 3 min)完成后, 转移至冰上。

逆转录体系配制好需使用移液器吹吸10~15次使之充分混匀(很重要, 建议混匀时将移液器量程调到18 μ l), 然后再进行逆转录反应, 逆转录完成后置于冰上。

7. 逆转录产物作为模板进行qPCR反应。

逆转录产物可直接作为qPCR模板使用, 也可根据基因表达的丰度进行稀释(一般建议稀释5~10倍); 如不能立即进行qPCR反应, 建议放在-80 $^{\circ}$ C冰箱中保存。在下次使用时应完全解冻且充分混匀。在20 μ l qPCR反应体系中: 模板cDNA如果不稀释建议用0.4 μ l(最多不超过0.8 μ l); 如果稀释5倍建议用2 μ l; 建议用10 μ M的正反向引物各0.4 μ l。

EZ-press Cell to cDNA Kit PLUS II Trouble Shooting

1、用已经验证过的引物检测基因表达，检测到的内参基因Ct值偏大，或无法做出正常的扩增结果。

解决办法：

a.检查所使用的试剂和引物是否可靠，最好使用新鲜的试剂。溶解好的引物应该分装为小份冻存，以减少引物降解及降低污染的可能性。

b.检查操作流程是否正确。例如：

1. Cell Lysis Buffer用前须混匀。
- 2.裂解细胞前，须先用PBS洗一次并将PBS彻底吸干净。
- 3.加入裂解液后须吹打10次以上，将细胞充分裂解至孔底看不见残留的细胞为止。
- 4.加入细胞裂解产物和gDNA Remover后混匀，室温裂解5 min，温度和时间不可随意更改。
- 5.所有反应体系反应前必须充分混匀。
- 6.须使用本试剂盒提供的逆转录试剂进行逆转录。

c.对于扩增结果异常的情况，需确保每50 μl Cell Lysis Buffer裂解的细胞数一般不超过 1×10^6 细胞。如果结果仍然未改善，尝试减少细胞数到 5×10^4 ，或裂解液用量加倍，或增加吹打次数到20次以上，直至结果改善【建议实验前先进行预实验，以确定最佳细胞数量】。

d.对于细胞数较少 (< 10000) 的实验，建议把细胞收集至EP管中操作，确保PBS洗涤细胞后，弃去上清时未导致细胞丢失，裂解液中存在足量的细胞，Cell Lysis Buffer用量最少可为5 μl 。如果细胞数更少 (1~1000个)，则建议使用EZBioscience品牌的单细胞到cDNA试剂盒 (货号为B0011) 进行实验。

e.建议后续实验使用高品质的qPCR Mix，比如选用兼容性最好的EZBioscience品牌的2 \times SYBR Green qPCR Master Mix (货号为A0001/A0012)，以便获得最佳结果。

f.对于与常规细胞体积差异较大的细胞种类，建议先做预实验简单摸索一下实验条件，即找到裂解液对应细胞数的最佳比例，以便获得最佳结果。

2、内参基因扩增正常，但某些丰度很低的基因，扩增后Ct值过大或无法被检测，或扩增曲线、熔解曲线不够理想。

a.可尝试适当增加细胞用量或减少裂解液用量，比如按照每 1×10^5 细胞用40 μl Cell Lysis Buffer来裂解。


b.确保该引物能很好地适用于qPCR，引物没有被污染或降解，可适当提高低丰度基因引物的用量。

c.裂解后可以增加裂解产物的量到最大8 μl ，加入2 μl gDNA Remover，吹打混匀，室温放置5 min，然后用于逆转录。

培养板	24孔板					96孔板			
细胞密度	20~30%	35~45%	55~65%	80~100%		10~15%	30~45%	60~80%	90~100%
细胞数	~10万	~20万	~30万	~40万	~50万	~2万	~5万	~10万	~15万
裂解液(μl)	80	100	150	200	200	16	40	50	75
裂解液用量比例	80 μl /10万细胞		40-50 μl /10万细胞			80 μl /10万细胞		50 μl /10万细胞	

注意：建议培养至细胞数达到左表中黄色区域对应的细胞数时进行实验。

代表性实验结果



由上图可见，EZ-press Cell to cDNA Kit PLUS II 做出的结果与Trizol方法高度一致 (线性相关系数 $R^2=0.9973$)。